


รายละเอียดวิธีการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน ขั้นตอนการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน


1. เข้าเว็บของเว็บแอปพลิเคชัน <https://automatic-nucleus-counting.web.app/>

2. อัปโหลดภาพที่ต้องการบริโภนซ้ำมีอุปกรณ์ใช้งานที่ปุ่ม Browse files



รูปที่ 5.1: ส่วนหน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน

3. กดปุ่ม Start Analysis บริโภนทางด้านล่างของภาพที่อัปโหลด หรือกดปุ่น Result ที่อยู่ด้านล่างของปุ่ม Home




รูปที่ 5.2: หน้าเว็บแอปพลิเคชัน

4. เว็บแอปพลิเคชันจะแสดงหน้าผลลัพธ์ โดยจะมีส่วนผลลัพธ์ต่าง ๆ ดังนี้

(a) จำนวนของนิวเคลียสที่แนบได้ทั้งหมดจากแบบจำลอง


(b) ภาพผลลัพธ์

(c) ตารางผลลัพธ์



รูปที่ 5.3: ผลลัพธ์หลังการประมวลผลเสร็จสิ้น

5. ครอบเลือกเพื่อลด/ขยายขนาดภาพ ในกรณีที่ภาพมีขนาดใหญ่



รูปที่ 5.4: ผลลัพธ์หลังการขยายภาพ

6. กด Save table บริเวณด้านล่างตารางเพื่อบันทึกตารางเป็นสกุลไฟล์ csv

7. กด Save Image บริเวณด้านล่างภาพผลลัพธ์เพื่อบันทึกตารางเป็นสกุลไฟล์ png